



感染控制處

處理疑似 / 確診埃博拉(伊波拉)病毒病個案後膠水靴的消毒

建議將明顯染有血液、體液、分泌物、嘔吐物或排泄物的膠水靴棄置。

2. 膠水靴除污:

- 甲、 將使用後的膠水靴放入一個已套有膠袋的堅固容器中。
- 乙、 小心放置以免污染容器。
- 丙、 儘快把容器運送到指定的清洗區處理。

3. 在指定清洗區進行清潔及消毒：

- 甲、 工作人員應佩戴合適的個人防護裝備，包括外科口罩、眼部防護(眼罩/面罩)、保護帽(可選用)、防水保護衣(或即棄保護衣外加上膠圍裙)和兩對手套(內層手套：乳膠手套或丁腈手套；外層手套：橡膠手套)。
- 乙、 在進行清洗和消毒程序時，應小心避免飛濺
- 丙、 消毒前，應先以有清潔劑和清水的即棄毛巾清除可見的污垢
- 丁、 然後浸於1比4稀釋家用漂白水(即把1份5.25%的漂白水與4份清水混和)不少於10分鐘，用清水過清後晾乾。
- 戊、 妥善棄置所有用後的個人防護裝備和廢物。



己、 卸除個人防護裝備或處理廢物後，須徹底清潔雙手。

二零一四年十二月
(二零一九年八月最後更新)

本文件的版權屬香港特別行政區衛生署衛生防護中心所有。本文件所載資料可隨意摘錄作教育、訓練或非商業用途，但請註明資料來自香港特別行政區衛生署衛生防護中心。除非事先獲得該中心的准許，否則任何人士不得使用、修改或複製本文件的任何部分作上述以外的用途。