

# เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก (DTS)




- ต้องส่งตัวอย่าง DTS ในวันที่เก็บ ณ จุดรวบรวมที่กำหนด โปรดดูที่ <https://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html> สำหรับสถานที่และเวลาทำการของจุดรับตัวอย่าง
- งดรับประทานอาหาร ดื่ม แปรงฟันหรือบ้วนปากภายใน 2 ชั่วโมงก่อนการเก็บ DTS
- โปรดเก็บรักษา DTS ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีและรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรห่างจากผู้อื่น
- เด็กหรือบุคคลอื่นที่ต้องให้ความช่วยเหลือรวบรวม DTS ภายใต้ความช่วยเหลือ หากทำตามขั้นตอนด้านล่างไม่ได้ ให้พิจารณาวิธีการเก็บตัวอย่างทางเลือกอื่น

## ขั้นตอน 1 การเตรียมการ



กรอกแบบฟอร์มห้องปฏิบัติการ อยุ่่าติมหรือเอกสารที่อยู่ภายในขวดเก็บตัวอย่าง



วางขวดตัวอย่าง ทรายถ้าย กระดาษและถุงเก็บตัวอย่างจำนวน 2 ถุงบนพื้นผิวที่สะอาด ตัดส่วนปลายของทรายออก เตรียมกระดาษทิชชูและเปิดถุงเก็บตัวอย่างเพื่อให้คุณสามารถใส่ขวดตัวอย่างลงในถุงได้ในภายหลัง



ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ แล้วเช็ดมือให้แห้ง หากคุณใช้สครับที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โปรดจำไว้ว่า ต้องรอกนกว่ามือของคุณจะแห้งสนิท

## ขั้นตอน 2 การเก็บตัวอย่าง



หายใจเข้าและสงเสียง "ครือออ" จากลำคอเพื่อกำจัดน้ำลายจากคอลึก ทำซ้ำอย่างน้อย 3 ถึง 5 ครั้ง เพื่อให้ได้ DTS เพียงพอ



บ้วนน้ำลาย (ประมาณ 4 มล.) ลงในขวดตัวอย่างผ่านทรายกระดาษเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของพื้นผิวของขวด



ปิดฝาขวดตัวอย่างให้แน่นเพื่อไม่ให้ น้ำลายรั่วไหล

## ขั้นตอน 3 การเก็บและส่งตัวอย่าง



ทำความสะอาดพื้นผิวของขวดตัวอย่างด้วยกระดาษทิชชู อยุ่่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวขวด



ใส่ขวดตัวอย่างลงในถุงที่ 1 ทำความสะอาดมือให้สะอาดแล้วปิดผนึกถุงที่ 1 อย่างระมัดระวัง มั่นใจว่า ขวดตั้งตรงและไม่มีการรั่วซึม บีบอากาศส่วนเกินออกจากถุง



กรอกแบบฟอร์มห้องปฏิบัติการที่เสร็จสมบูรณ์และนำถุงที่ 1 พร้อมขวดตัวอย่างเก็บลงใน กระเป๋าใบที่ 2 ทำความสะอาดมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหลังจากนั้น

