

收集深喉唾液樣本須知




- 必須遞交於即日採集的深喉唾液樣本，並送交樣本到指定收集箱。
樣本收集箱地點及開放時間，請參閱 <https://www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html>
- 採集樣本前，2小時內不可飲食、漱口及刷牙。
- 請在空氣流通的地方採集深喉唾液樣本，並與他人保持2米以上的距離。
- 兒童或有需要人士，應在他人協助下採集樣本。如他們未能遵從以下的收集樣本步驟，或需考慮採集其他樣本。

步驟 1 採樣前準備



填寫化驗檢測表格。請留意樣本瓶載有保存液，不要倒去或飲用。



把樣本瓶和漏斗型紙杯、兩個樣本袋放在清潔枱面上，剪去漏斗型紙杯尖端，並預備紙巾，把樣本袋打開，方便把樣本瓶放入袋內。



以梘液和清水徹底清潔雙手，然後抹乾；若使用酒精搓手液潔手，切記待雙手徹底乾透。

步驟 2 採集樣本



先吸一口氣，在喉嚨發出「Kruuna」的聲音以清出來自咽喉的唾液，**重複至少3至5次**以獲取足夠的深喉唾液。



將唾液(約4毫升)經漏斗吐入樣本瓶，避免唾液沾染到樣本瓶外面。



蓋好及扭緊樣本瓶蓋，確保沒有滲漏。

步驟 3 送交樣本



用紙巾抹乾淨樣本瓶表面。切勿使用酒精棉清潔樣本瓶表面。



將樣本瓶放入第一個樣本袋內，徹底清潔雙手，小心地把樣本袋口封好，確保**樣本瓶垂直**沒有滲漏，並把多餘空氣擠壓出來。



把內置樣本瓶的樣本袋連同已填妥的化驗檢測表格一起放入第二個樣本袋中。最後以梘液和清水徹底清潔雙手。